

お得意先様各位

ダイヤゴム株式会社  
商品部**製品の廃番及び後継品のご案内**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素よりご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、日頃よりご愛顧いただいております「耐酸・耐アルカリ手袋」につきまして、原材料メーカーによる原料の生産中止により、製品自体を廃番とせざるを得なくなりました。貴社には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。なお、後継品（JIS T 8116適合品となります）の開発を進めておりますので併せてご案内させていただきます。今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

**1. 廃番製品**

| 製品名          | サイズ | JANコード        | 標準価格      |
|--------------|-----|---------------|-----------|
| ダイローブ A95    | L   | 4940656795034 | ¥3,700/双  |
|              | LL  | 4940656795041 | ¥3,700/双  |
| ダイローブ A95-55 | L   | 4940656795539 | ¥8,800/双  |
|              | LL  | 4940656795546 | ¥8,800/双  |
| ダイローブ A96    | L   | 4940656796031 | ¥3,900/双  |
|              | LL  | 4940656796048 | ¥3,900/双  |
| ダイローブ A96-55 | L   | 4940656796536 | ¥9,000/双  |
|              | LL  | 4940656796543 | ¥9,000/双  |
| ダイローブ GBC-1  | L   | 4940656290133 | ¥46,000/双 |

**2. 後継品（JIS T 8116適合）**

| 製品名            | サイズ | JANコード        | 標準価格      |
|----------------|-----|---------------|-----------|
| ダイローブ A95EX    | L   | 4940656795133 | ¥4,700/双  |
|                | LL  | 4940656795140 | ¥4,700/双  |
| ダイローブ A95-55EX | L   | 4940656795638 | ¥9,800/双  |
|                | LL  | 4940656795645 | ¥9,800/双  |
| ダイローブ A96EX    | L   | 4940656796130 | ¥4,900/双  |
|                | LL  | 4940656796147 | ¥4,900/双  |
| ダイローブ A96-55EX | L   | 4940656796635 | ¥10,000/双 |
|                | LL  | 4940656796642 | ¥10,000/双 |
| ダイローブ GBC-1EX  | L   | 4940656290232 | ¥48,000/双 |
| ダイローブ A960EX   | S   | 4940656790114 | ¥3,900/双  |
|                | M   | 4940656790121 | ¥3,900/双  |
|                | L   | 4940656790138 | ¥3,900/双  |

※後継品は従来品製品名の末尾にEXがつきます。

※A960EXは従来品にはない裏地なしの薄手タイプとなります。

### 3. 廃番製品販売終了時期および後継品発売時期

廃番製品は2023年3月販売終了、後継品は2023年4月発売となります。  
ただし、廃番製品の受注状況等によって時期は前後する場合があります。

### 4. 後継品の代表物性

|   |                 | A95                     | A95EX                   |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) 引張物性  | 引張強度            | 132 kgf/cm <sup>2</sup> | 185 kgf/cm <sup>2</sup> |
|   | 引張伸び            | 500 %                   | 600 %                   |
| (2) 耐摩耗性  | 摩耗減量(1000回転摩耗时) | 0.085 g                 | 0.016 g                 |
| (3) 耐薬品性(1時間浸漬後の引張強度変化率)                                    |                 |                         |                         |
|   | 35%塩酸           | ◎                       | ◎                       |
|   | 王水              | △                       | ◎                       |
|   | 60%硝酸           | ◎                       | ◎                       |
|   | 46%フッ酸          | ◎                       | ◎                       |
|   | 96%硫酸           | ◎                       | ◎                       |
|   | 50%水酸化ナトリウム     | ◎                       | ◎                       |
|   | 20%アンモニア水       | ×                       | ◎                       |
| 推奨：◎（-10%以内） 使用可：○（-11~-20%） 非推奨：△（-21~-30%） 使用不可：×（-31%以上） |                 |                         |                         |

※本資料上のデータは当社測定値であり、測定結果を保証するものではありません。

<本件に関するお問い合わせ先> ダイヤゴム株式会社 営業部  
電話：027-268-0491 FAX：027-268-0409